

Deutsch: Gebrauchsanweisung –  
bitte sorgfältig lesen

DE

## IHDENT® Dentatrend® Flächendesinfektion

### Präparatetyp

IHDENT® Dentatrend® Flächendesinfektion ist ein Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten. Es besteht auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen und Biguaniden. IHDENT® Dentatrend® Flächendesinfektion ist aldehyd- und phenolfrei und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540.

### Anwendungsgebiete

Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art bei Medizinprodukten, wie z.B.:

- Krankenbetten
- OP-Tische
- Behandlungsstühle
- Inkubatoren (Laboratorien) etc.
- Fußböden, PVC / Linoleum, Fliesen etc.
- In allen Bereichen der Medizin, Krankenhäuser, Praxen und Zahnarztpraxen.
- IHDENT® Dentatrend® Flächendesinfektion ist besonders geeignet für Bereiche in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden soll. Auch für Acrylglas geeignet!

### Mikrobiologie

IHDENT® Dentatrend® Flächendesinfektion wirkt gegen: Bakterien / Levurozid (Candida albicans) / Bovine Viral Diarrhea / Vacciniavirus

### Anwendungskonzentrationen / Einwirkzeit

Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration erstellen. Die angefertigte Lösung nicht länger als einen Tag verwenden.

### Wirksamkeiten:

DGHM-Liste / Zertifikat: Flächendesinfektion in Krankenhaus und Praxis	1 % (10 ml/l) 5 Min. 0,75 % (7,5 ml/l) 15 Min. 0,5 % (5,0 ml/l) 30 Min.
Begrenzt viruzid BDV (HCV Surrogatvirus)	0,5 % (5,0 ml/l) 5 Min.
Vacciniavirus ohne Belastung mit Belastung	0,5 % (5,0 ml/l) 5 Min. 1 % (10 ml/l) 30 Min.

### Dosierhilfen

Dosierpumpe für 5 Liter Kanister  
Auslaufhahn für 5 Liter Kanister  
1 Liter Dosierflasche

### Produktzusammensetzung

Alkydimethylbenzylammoniumchlorid, 2-Propanol, Cocospropylendiamin-1,5-bis-guanidinacetat, 1,3-Propandiamin, N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl

### Chemisch-Physikalische Daten

Aussehen des Konzentrates: grüne Flüssigkeit  
pH-Wert: ca.10  
rel. Dichte: 0,995 (± 0,010)

### Sicherheitshinweise

- P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103** Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260** Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
- P280** Schutzhandschuhe / Schutzkleidung /

### P273

**P301 / P330 / P331**

**P303 / P361 / P353**

**P305 / P351 / P338**

**P304 / P340**

**P309 / P310**

**P501**

### Kennzeichnung

CE 0029 / UN-Nummer 1903

### Lagerhinweise

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren.

### Besonderer Hinweis

Vor Gebrauch immer die Gebrauchsanweisung und das Sicherheitsdatenblatt lesen.

### Von Kindern fernhalten.

### Packungsgrößen

5 L\* REF D0044

**Gutachten:** Liegen vor; bei Bedarf bitte anfordern.

9999-D0044-03

Letzte Überarbeitung 2015-11

**IHDENT®** und **Dentatrend®** sind eingetragene Warenzeichen.

\* Nur durch Vertrieb erhältlich.



### Dr. Ihde Dental AG

Dorfplatz 11  
CH-8737 Gommiswald/SG  
Tel. +41 (0)55 293 23 23  
Fax +41 (0)55 293 23 00  
contact@implant.com  
www.implant.com

### Vertrieb

**Dr. Ihde Dental GmbH**  
Erfurter Str. 19  
D-85386 Eching/München  
Tel. +49 (0)89 319 761-0  
Fax +49 (0)89 319 761-33  
info@ihde-dental.de  
www.ihde-dental.de  
www.desinfektion.com

### Gefahr



#### H314

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.



#### H400

Sehr giftig für Wasserorganismen.

### Zeichenerklärungen



Gebrauchsanweisung lesen



Verfallsdatum



Chargennummer

CE 0029

IHDENTAL

9999-D0044-03 V003

**Type of preparation**

IHIDENT® Dentatrend® Surface disinfection is a combined preparation for the disinfection and cleaning of surfaces and medical products. It is based on quaternary ammonium compounds and biguanides. IHIDENT® Dentatrend® Surface disinfection is free of aldehyde and phenol, and fulfils the legal occupational safety requirements laid down in TRGS 525/540.

**Areas of application**

Disinfecting and cleaning all kinds of surfaces on medical products, such as:

- Hospital beds
- Operating tables
- Treatment chairs
- Incubators (laboratories), etc.
- Floors, PVC / linoleum, tiles, etc.
- All areas of medicine, hospitals, surgeries and dental practices
- IHIDENT® Dentatrend® Surface disinfection is especially useful for areas in which, aside from fulfilling high hygienic standards, strong odours are to be avoided. Also suitable for acrylic glass!

**Microbiology**

IHIDENT® Dentatrend® Surface disinfection is effective against: Bacteria / Fungi (Candida albicans) / Bovine viral diarrhoea / Vaccinia virus

**Application concentrations / Application time**

Prepare the ready-to-use solution in the required concentration. Do not use the prepared solution for more than one day.

**Efficacies:**

DGHM list / certificate

Surface disinfection in hospitals and medical practices	1 % (10 ml/l)	5 min.
	0,75 % (7,5 ml/l)	15 min.
	0,5 % (5,0 ml/l)	30 min.

Limited viricide against BVDV (HCV surrogate virus)	0,5 % (5,0 ml/l)	5 min.
---	------------------	--------

Vacciniavirus		
Without load	0,5 % (5,0 ml/l)	5 min.
With load	1 % (10 ml/l)	30 min.

**Dispensing aids**

Dispensing pump for 5 l canisters  
Outlet tap for 5 l canisters  
1 l dispensing bottle

**Product composition**

Alkyldimethylbenzylammonium chloride, 2-Propanol, Coco propylenediamine-1.5-bis-guanidinium acetate, 1.3-Propylenediamine, N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl

**Chemical and physical details**

Appearance of concentrate: green liquid  
pH: approx. 10  
Rel. density: 0,995 (± 0,010)

**Precautionary statements**

<b>P101</b>	If medical advice is needed, have product container or label at hand.
<b>P102</b>	Keep out of reach of children.
<b>P103</b>	Read label before use.
<b>P260</b>	Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapours / spray.
<b>P280</b>	Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection.
<b>P273</b>	Avoid release into the environment.
<b>P301 / P330 / P331</b>	IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT indu-

ce vomiting.

**P303 / P361 / P353** IF ON SKIN (or hair): remove / take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water / shower.

**P305 / P351 / P338** IF IN EYES: rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing.

**P304 / P340** IF INHALED: remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

**P309 / P310** IF EXPOSED OR YOU FEEL UNWELL: immediately call a POISON CENTRE or doctor / physician.

**P501** Dispose of contents / container in compliance with local / regional / national / international regulations.

**Labelling**

CE 0029 / UN no. 1903

**Storage conditions**

Do not use after expiry date. Keep container tightly closed. Store container in a well-ventilated place. Keep locked up.

**Special note**

Always read the Instructions for Use and the Material Safety Data Sheet before use.

**Keep out of reach of children.****Delivery units**

5 L\* REF D0044

**Expert opinions:** Available on request.

9999-D0044-03

Revision date 2015-11

IHIDENT® and Dentatrend® are registered trademarks.

\* Only available via distributors.

**Dr. Ihde Dental AG**

Dorfplatz 11  
CH-8737 Gommiswald/SG  
Tel. +41 (0)55 293 23 23  
Fax +41 (0)55 293 23 00  
contact@implant.com  
www.implant.com

**Distribution by****Dr. Ihde Dental GmbH**

Erfurter Str. 19  
D-85386 Eching/München  
Tel. +49 (0)89 319 761-0  
Fax +49 (0)89 319 761-33  
info@ihde-dental.de  
www.ihde-dental.de  
www.desinfektion.com

**Danger****H314**

Causes severe skin burns and eye damage.

**H400**

Very toxic to aquatic life.

**Legend**

Read instructions

Expiration date

LOT Charge number

CE 0029

### Type de préparation

Le IHDENT® Dentatrend® Désinfectant des surfaces est une préparation combinée pour la désinfection et le nettoyage des surfaces et des instruments médicaux. Il est basé sur des composés d'ammoniums quaternaires et de biguanides. Le IHDENT® Dentatrend® Désinfectant des surfaces est sans aldéhyde et sans phénol et répond aux exigences légales de sécurité du travail selon TRGS 525/540.

### Domaines d'utilisation

Désinfection et nettoyage de surfaces de toutes sortes de produits médicaux, tels que:

- Lits d'hôpitaux
- Tables d'opération
- Fauteuils de traitement
- Incubateurs (laboratoires), etc.
- Planchers, PVC / linoléum, carrelage, etc.
- Dans tous les domaines de la médecine, des hôpitaux, des cliniques et des cabinets dentaires.
- Le IHDENT® Dentatrend® Désinfectant des surfaces est particulièrement adapté aux zones dans lesquelles, en plus de la conformité à des exigences d'hygiène élevées, il faut éviter toute nuisance olfactive. Convient aussi au plexiglas!

### Microbiologie

Le IHDENT® Dentatrend® Désinfectant des surfaces agit contre: les bactéries / les levures (*Candida albicans*) / la diarrhée virale bovine / le virus de la vaccine

### Concentrations d'utilisation / Durée d'action

Préparer une solution de travail à la concentration souhaitée. La solution élaborée ne doit pas être utilisée au-delà d'un jour.

### Actions:

Liste DGHM / Certificat:

Désinfection des surfaces dans les hôpitaux et les cabinets privés	1 % (10 ml/l)	5 min.
	0,75 % (7,5 ml/l)	15 min.
	0,5 % (5,0 ml/l)	30 min.

Virucide limité VBDV (virus de substitution VHC)	0,5 % (5,0 ml/l)	5 min.
--	------------------	--------

Virus de la vaccine sans charge	0,5 % (5,0 ml/l)	5 min.
avec charge	1 % (10 ml/l)	30 min.

### Doseurs

Pompe de dosage pour bidons de 5 litres  
Robinet d'écoulement pour bidons de 5 litres  
Bouteille de dosage d'1 litre

### Composition du produit

Chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium, 2-propanol, acétate de cocopropylène diamine-1,5-bis-guanidine, 1,3-propanediamine, N-(3-aminopropyl)-N-dodécyle

### Données physico-chimiques

Aspect du concentré: liquide vert  
pH: env. 10 / Densité rel.: 0,995 (± 0,010)

### Consignes de sécurité

- P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102** Tenir hors de portée des enfants.
- P103** Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260** Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
- P280** Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

**P273**  
**P301 / P330 / P331**

**P303 / P361 / P353**

**P305 / P351 / P338**

**P304 / P340**

**P309 / P310**

**P501**

### Marquage

CE 0029 / Numéro ONU 1903

### Instructions de stockage

Ne plus utiliser après la date de péremption. Conserver le récipient bien fermé. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conserver sous clé.

### Remarque particulière

Avant utilisation, toujours lire la notice d'emploi et la fiche de sécurité.

### Conserver hors de la portée des enfants.

### Taille des conditionnements

5 L\* REF D0044

**Expertises:** disponibles; à demander si besoin.

9999-D0044-03

Dernière date de modification 2015-11

**IHDENT® e Dentatrend®** sont des marques déposées.

\* Uniquement disponible dans la distribution.



### Dr. Ihde Dental AG

Dorfplatz 11  
CH-8737 Gommiswald/SG  
Tel. +41 (0)55 293 23 23  
Fax +41 (0)55 293 23 00  
contact@implant.com  
www.implant.com

### Distribution

### Dr. Ihde Dental GmbH

Erfurter Str. 19  
D-85386 Eching/München  
Tel. +49 (0)89 319 761-0  
Fax +49 (0)89 319 761-33  
info@ihde-dental.de  
www.ihde-dental.de  
www.desinfektion.com

### Danger



### H314

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.



### H400

Très toxique pour les organismes aquatiques.

### Explication des symboles



Lire la notice avant toute utilisation



Date de péremption



Numéro de lot

CE 0029

Italiano: Istruzioni d'uso – La preghiamo di leggere attentamente

IT

## IHDENT® Dentatrend® Disinfezione di superficie

### Tipo di preparato

Il IHDENT® Dentatrend® Disinfezione di superficie è un combinato per la disinfezione e la pulizia di superfici e prodotti medicali. È costituito da composti di ammonio quaternario e biguanidi. Il IHDENT® Dentatrend® Disinfezione di superficie è privo di aldeidi e fenoli e soddisfa i requisiti di legge relativi alla sicurezza sul lavoro ai sensi della direttiva TRGS 525/540.

### Campi di applicazione

Disinfezione e pulizia di superfici di ogni genere per prodotti medicali come per es.:

- Letti dei pazienti
- Tavoli operatori
- Poltrone per il trattamento
- Incubatrici (laboratori) ecc.
- Pavimenti, PVC / linoleum, piastrelles ecc.
- In tutte le aree mediche, degli ospedali, degli studi medici e dentistici.
- Il IHDENT® Dentatrend® Disinfezione di superficie è particolarmente adatto in aree in cui, oltre a soddisfare elevati requisiti igienici, è necessario evitare la formazione di odori fastidiosi. Adatto anche sul vetro acrilico!

### Microbiologia

Il IHDENT® Dentatrend® Disinfezione di superficie agisce contro: Batteri / Levurocidi (Candida albicans) / Bovine Viral Diarrhea / Vaccinia virus

### Concentrazioni / Tempo d'azione

Preparare la soluzione nella concentrazione desiderata. Non utilizzare la soluzione preparata per più di un giorno.

### Efficacia:

Lista DGHM / Certificato:

Disinfezione delle superfici in ospedali e studi medici	1 % (10 ml/l)	5 min.
	0,75 % (7,5 ml/l)	15 min.
	0,5 % (5,0 ml/l)	30 min.

Limita i virucidi BVDV (Virus surrogato dell'HCV)	0,5 % (5,0 ml/l)	5 min.
---	------------------	--------

Vaccinia virus senza carico	0,5 % (5,0 ml/l)	5 min.
con carico	1 % (10 ml/l)	30 min.

### Ausili per il dosaggio

Pompa dosatrice per i fusti da 5 l  
Rubinetto per i fusti da 5 l  
Dosatore da 1 litro

### Composizione del prodotto:

Alchilidimetilbenzilammonio cloruro, 2-propanolo, cocopropilendiammina-1,5-bis-guanidina acetato, 1,3-propandiammina, N-(3-aminopropil)-N-dodecile

### Dati chimico-fisici

Aspetto del concentrato: liquido verde  
Valore pH: ca.10  
Densità rel.: 0,995 (± 0,010)

### Avvertenze di sicurezza

- P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103** Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P260** Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
- P280** Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.

### P273

**P301 / P330 / P331**

**P303 / P361 / P353**

**P305 / P351 / P338**

**P304 / P340**

**P309 / P310**

**P501**

Non disperdere nell'ambiente.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO di esposizione o di malessere: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

### Denominazione

CE 0029 / Numero UN 1903

### Stoccaggio

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Conservare il recipiente ermeticamente chiuso. Conservare il contenitore in un luogo ben aerato. Conservare sotto chiave.

### Nota speciale

Prima dell'uso, si raccomanda di leggere le istruzioni d'uso e la scheda di sicurezza.

### Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Misure d'imballaggio

5 L\* REF D0044

**Opinioni dell'esperto:** disponibili su richiesta.

9999-D0044-03

Ultima revisione 2015-11

IHDENT® e Dentatrend® sono marchi registrati.

\* Disponibile solo tramite la distribuzione.



### Dr. Ihde Dental AG

Dorfplatz 11  
CH-8737 Gommiswald/SG  
Tel. +41 (0)55 293 23 23  
Fax +41 (0)55 293 23 00  
contact@implant.com  
www.implant.com

### Ufficio vendite

**Dr. Ihde Dental GmbH**  
Erfurter Str. 19  
D-85386 Eching/München  
Tel. +49 (0)89 319 761-0  
Fax +49 (0)89 319 761-33  
info@ihde-dental.de  
www.ihde-dental.de  
www.desinfektion.com

### Pericolo



#### H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.



#### H400

Molto tossico per gli organismi acquatici.

### Spiegazioni dei simboli



Leggere le istruzioni d'uso



Data di scadenza



Numero carica

CE 0029

IHDENTAL

9999-D0044-03 V003

## IHDENT® Dentatrend® Дезинфицирующее средство для поверхностей

### Общая характеристика

IHDENT® Dentatrend® Дезинфицирующее средство для поверхностей – комбинированное средство для дезинфекции и очистки поверхностей и изделий медицинского назначения. В его основе содержатся четвертичные аммониевые соединения и бигуаниды. IHDENT® Dentatrend® Дезинфицирующее средство для поверхностей не содержит альдегидов и фенолов, и выполняет требования по охране труда в соответствии с TRGS 525/540.

### Область применения

Дезинфекция и очистка всех видов поверхностей и изделий медицинского назначения, таких как:

- стационарные койки;
- операционные столы;
- стулья для лечения;
- инкубаторы (лаборатории) и т.д.;
- полы, ПВХ / линолеум, плитка и т.д.;
- во всех медицинских учреждениях - больницах, хирургических и стоматологических клиниках;
- IHDENT® Dentatrend® Дезинфицирующее средство для поверхностей особенно подходит для областей, в которых наряду с высокими требованиями гигиены, следует избегать неприятных запахов; Также подходит для дезинфекции акрилового стекла!

### Микробиология

IHDENT® Dentatrend® Дезинфицирующее средство для поверхностей работает против: бактерий / грибов (Candida Albicans) / Bovine Viral Diarrhea / вирусов вакцинии

### Способ применения

Использовать готовый раствор в нужной концентрации. Приготовленный раствор необходимо использовать в течение одного дня.

### Эффективность:

DGHM список / Сертификат:

Дезинфекция поверхностей в больницах 1 % (10 мл/л) 5 мин.  
и медицинских практиках 0,75 % (7,5 мл/л) 15 мин.  
0,5 % (5,0 мл/л) 30 мин.

Ограниченная вирус-инактивация против BDVD (суррогат от HCV) 0,5 % (5,0 мл/л) 5 мин.

Вакцинация вирус Без нагрузки 0,5 % (5,0 мл/л) 5 мин.  
С нагрузкой 1 % (10 мл/л) 30 мин.

### Приспособления для дозирования

дозированный насос на 5 л канистрах  
сливной кран на 5 л канистрах  
1 л бутылка для дозирования

### Состав продукта

Алкилдиметилбензиламмонийхлорид, 2-Пропанол, Кокоспропилендиамин-1,5-бис-гуанидиний ацетат, 1,3-Пропандиамин, N-(3-аминопропил)-N-додецил

### Химико-физические данные

Внешний вид концентрата: зеленый раствор  
рН-уровень: ок. 10  
Относительная плотность: 0,995 (± 0,010)

### Меры предосторожности

**P101** Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.

**P102** Хранить в недоступном для детей месте.

**P103** Читайте этикетку перед использованием.

**P260** Избегать вдыхания пыли / дыма / газа / конденсата / паров / аэрозолей.

**P280** Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты для глаз / лица.

**P273**

Не допускать попадания в окружающую среду.

**P301 / P330 / P331** ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

**P303 / P361 / P353** ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): удалить / немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой / под душем.

**P305 / P351 / P338** ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они присутствуют и это легко сделать, продолжить промывание глаз.

**P304 / P340** ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.

**P309 / P310** ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ или если вы чувствуете недомогание: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту / врачу.

**P501** Удалить содержимое / контейнер в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами.

### Маркировка

CE 0029 / UN-номер 1903

### условия хранения

Не использовать после даты окончания срока действия. Хранить в плотно закрытой таре. Хранить емкость в хорошо вентилируемом месте. Хранить запечатанным.

### Особое примечание

Всегда внимательно читать этикетку и паспорт по технике безопасности перед использованием.

**Хранить в недоступном для детей месте.**

### Упаковка и форма поставки

5 L\* REF D0044

**Мнения экспертов:** Доступен по требованию.

9999-D0044-03

Пересмотр проведен 2015-11

**IHDENT® и Dentatrend®** являются зарегистрированными торговыми знаками.

\* Доступно только через дистрибьюторов.



**Dr. Ihde Dental AG**  
Dorfplatz 11  
CH-8737 Gommiswald/SG  
Tel. +41 (0)55 293 23 23  
Fax +41 (0)55 293 23 00  
contact@implant.com  
www.implant.com

**Дистрибьютор**  
**ООО ВанвейБиомед**  
BY 220123, Беларусь  
г. Минск  
Ул. Кропоткина 84  
+375 29 997 99 99  
info@swissbiomed.ru

### Опасность



**H314**  
Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.



**H400**  
Весьма токсично для водных организмов.

### Условные обозначения



Необходимо читать инструкцию



Срок годности



Номер серии

CE 0029

IHDENTAL